

Livraison et signature – Sauf mention contraire, tous les champs sont obligatoires, à défaut votre commande pourrait être retardée ou impossible à traiter.
 Délai : environ 3 semaines

Adresse de livraison (si différente du cachet) : _____ _____ Veillez envoyer avec votre commande (cf. instructions détaillées ci-dessous) : <input type="checkbox"/> Empreintes dentaires ou modèles en plâtre de grade 4 <input type="checkbox"/> Mordu	Cachet du praticien/du cabinet Date de la commande : ____ / ____ / ____ Signature : _____
---	--

Liste de vérification du bon de commande Narval™ CC :

1. Confirmez que le patient est apte à être équipé d'une orthèse d'avancée mandibulaire.

Il est nécessaire d'effectuer un examen des dents, du parodonte, des prothèses et de l'articulation temporo-mandibulaire.

L'orthèse est contre-indiquée chez les patients qui :

- souffrent d'apnées centrales du sommeil
- souffrent de troubles respiratoires graves
- présentent des dents mobiles ou souffrent de parodontopathie avancée
- sont âgés de moins de 18 ans
- présentent une arcade inférieure totalement édentée

Il est recommandé de terminer les traitements dentaires suivants avant de commander l'orthèse :

- Pose de nouvelles prothèses (couronne, bridge...)
- Traitements des gingivites
- Traitements orthodontiques

2. Veuillez nous fournir les informations suivantes pour assurer que Narval CC sera fabriqué conformément à votre prescription :

- Mordu/mesures
 - Veuillez fournir un mordu en propulsion souhaitée en utilisant un appareil de type « George Gauge » ou équivalent de votre choix. La propulsion et la Dimension Verticale (DV) seront créées à partir du mordu fourni.
 - o NOTE : si le mordu fourni est en propulsion maximale, l'orthèse sera réglée à 60-70% de celle-ci.
 - OU veuillez fournir un mordu en occlusion en utilisant le matériau de votre choix (pas de cire) en cas d'occlusion spéciale (prognathie, rétrognathie) et/ou instable.
 - o Veuillez mesurer la propulsion maximale confortable en mm
 - o Le cas échéant, veuillez fournir la direction et la mesure de la déviation des milieux inter-incisifs en propulsion.
 - NOTE : dans certains cas, la DV peut nécessiter un ajustement afin de s'assurer de l'absence de contacts postérieurs prématurés au niveau du plan de glissement lors de la propulsion. **Si vous l'avez requis, le laboratoire vous contactera avant de procéder à cet ajustement.**
- Empreintes dentaires
 - Choix d'un matériau adéquat : l'utilisation de silicone est recommandée pour Narval CC afin d'assurer un niveau de précision maximal. L'utilisation d'un emballage de protection fourni par votre laboratoire dentaire est recommandée pour le transport.
 - Empreintes précises : considérez l'utilisation de porte-empreintes Rim-Lock®, permettant l'enregistrement complet du vestibule et de la zone postérieure des molaires. Les empreintes doivent être prises avec les prothèses en bouche (le cas échéant) et doivent s'étendre au fond du vestibule sur la totalité de l'arcade dentaire. Pour information les empreintes dentaires seront jetées à la fin du processus de fabrication.
 - Si vous préférez envoyer des modèles en plâtre, veuillez utiliser du plâtre de grade 4 et vous assurer de l'absence de bulles au niveau des dents et autour des collets.
 - Enfin, n'hésitez pas à joindre à cette commande tous dessins ou photos que vous jugerez utiles à la fabrication de l'orthèse.

3. Envoyez le dossier complet à un labo dentaire partenaire de ResMed Narval CC (liste présente sur www.resmed.com/Narval)

Veillez compléter ce bon de commande et le placer dans un emballage protecteur pour être envoyé avec les éléments suivants :

- Empreintes dentaires et modèles dans des matériaux adéquats (voir ci-dessus)
- Mordu en propulsion et/ou mesures en propulsion maximale confortable.

Adresse de livraison pour votre bon de commande complété (informations sur le contact du labo dentaire) :	
Laboratoire Dentec 700 Boulevard Parc-Technologique Québec, QC, G1P 4S3 Canada	Laboratoire Dentec Tél : 1-418-628-5039 ou 1-800-565-5039 Fax : 418-266-1075

Les données personnelles vous concernant (patient et professionnel de santé) font l'objet d'un traitement informatisé pour la fabrication de l'orthèse. Les destinataires de ces informations sont les services de ResMed concernés et le professionnel de santé